

# NarcoCheck® IDetect® COC

Test de détection de la Cocaïne & Crack sur surfaces,  
solides et liquides

Réf.  
**IDT-COC-1C**

Contenu  
**1 test individuel**

## ① Description courte

Le NarcoCheck® IDetect® COC (réf. IDT-COC-1C) est un test rapide immunochromatographique de détection de la cocaïne et du crack, utilisable sur tout type de support : surfaces et objets du quotidien (détection de résidus invisibles), poudres et cristaux solides, ou encore liquides et extractions. Grâce à sa haute sensibilité, il détecte même les microtraces imperceptibles à l'œil nu. Résultat clair en 5 minutes. Conditionné à l'unité (1 kit complet = 1 test).

## ② Description longue et détaillée

Le test IDetect® COC est un dispositif professionnel d'aide à la détection de la cocaïne, stupéfiant classé, présent sous deux formes principales : la poudre blanche (chlorhydrate de cocaïne) et le crack (freebase ou caillou), obtenu par transformation chimique de la poudre.

### Il couvre deux usages distincts :

- Détection dans les échantillons solides et liquides : quelques milligrammes de poudre, de cristaux ou de cailloux de crack suffisent pour obtenir un résultat positif ou négatif en 5 minutes. Applicable également aux liquides (solutions, huiles, extractions).
- Détection des résidus invisibles sur surfaces et objets : grâce à l'écouvillon stérile fourni dans le kit, il est possible de prélever des traces microscopiques de cocaïne sur n'importe quelle surface ou objet ayant été en contact avec la substance.

### Les objets couramment testés comprennent :

- Les ustensiles de manipulation ou de consommation : lames de rasoir, cartes bancaires, pailles, billets de banque.
- Les supports de dépôt : tables basses, miroirs, plateaux, rebords de lavabo.
- Les emballages et contenants : sachets zip, enveloppes en papier, papier aluminium.
- Les objets du quotidien touchés après manipulation : poignées de porte, interrupteurs, téléphones, claviers, vêtements.

Sa technologie immunochromatographique le rend nettement plus sensible qu'un test chimique colorimétrique classique : il peut identifier des quantités infimes de cocaïne, invisibles à l'œil nu, là où un test chimique ne réagirait pas. Il peut également être utilisé pour confirmer ou compléter le résultat d'un test chimique d'identification.

Ce test est conçu pour un usage professionnel (forces de l'ordre, professionnels de santé, associations, etc.) et délivre un résultat purement indicatif. Il n'est pas destiné à être utilisé sur des produits alimentaires, boissons ou produits ménagers, dont certains composés chimiques pourraient fausser le résultat.

## ③ Mode d'emploi / Utilisation

Situation	Procédure
<b>Sur surfaces et objets</b>	Frotter l'écouvillon stérile sur la surface ou l'objet à tester (table, plateau, miroir, lame de rasoir, carte bancaire, paille, billet, poignée de porte, téléphone, sachet zip, etc.). Plonger ensuite l'écouvillon dans le flacon de recueil contenant le liquide de dilution et agiter quelques secondes.
<b>Sur solides et liquides</b>	Prélever quelques milligrammes de la substance solide (poudre blanche, cristaux, cailloux de crack) ou quelques microlitres de liquide. Déposer ou dissoudre l'échantillon directement dans le flacon de recueil.
<b>Lecture du résultat</b>	Verser 3 gouttes du liquide du flacon dans le puits du test rapide. Attendre 5 minutes puis lire le résultat : • 2 lignes = résultat NÉGATIF (absence de cocaïne détectée) • 1 ligne = résultat POSITIF (cocaïne détectée)
<b>Confirmation</b>	Ce test est indicatif. Un résultat positif ne constitue pas une preuve juridique. En cas de doute ou pour une confirmation analytique certaine, une analyse en laboratoire (GC/MS ou HPLC-MS/MS) est indispensable.

#### ④ Caractéristiques techniques complètes

<b>Molécule ciblée</b>	Cocaïne (benzoylecgonine) – stupéfiant classé, présent sous forme de poudre blanche (chlorhydrate) ou de cristaux (crack / freebase)
<b>Marque / Fabricant</b>	NarcoCheck® – K.a.p.p.a City, 32 rue Danton, 03100 Montluçon (France)
<b>Référence</b>	IDT-COC-1C
<b>Type de test</b>	Immuno-chromatographique (IDetect®) – détection de présence et de contamination
<b>Supports d'utilisation</b>	Surfaces et objets (écouvillon) • Solides (poudres, cristaux, cailloux de crack) • Liquides (solutions, extractions)
<b>Délai de résultat</b>	5 minutes
<b>Seuil de détection</b>	Haute sensibilité immunologique – détection de traces invisibles à l'œil nu
<b>Double emploi</b>	1. Détection de cocaïne/crack dans les poudres et liquides 2. Détection des résidus invisibles sur surfaces et objets du quotidien
<b>Contenu du kit</b>	1 test rapide immunologique • 1 écouvillon stérile de prélèvement • 1 flacon de recueil avec liquide de dilution • 1 notice multilingues
<b>Certification</b>	Dispositif professionnel – Norme CE/ISO
<b>Conservation</b>	Conserver à température ambiante (15–30°C), à l'abri de la chaleur et de l'humidité

**Note :** Ce test est un dispositif professionnel d'aide à l'identification. Il n'est pas conçu pour être utilisé sur des produits alimentaires, boissons ou produits ménagers, qui peuvent contenir des

*composés chimiques susceptibles de fausser le résultat. Comme tout test rapide, il délivre un résultat indicatif et ne peut être fiable à 100 %.*